


## Wb, Fc, Elisa용 Anti-Fcεr1A Rabbit Monoclonal Antibody - P12319

품목 번호: CM0012678



### 소개

WB, 유세포 분석, ELISA에 검증된 고친화성 IgE 수용체 서브유닛 알파(FcεR1α) 토끼 단일클론 항체; 인간과 반응; 알레르기 및 염증 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FcεR1α Rabbit mAb                                                         |
| 비고/별칭       | FCE1A; FcERI; FCERIA                                                      |
| 종           | 인간                                                                        |
| GeneID (인간) | 2205                                                                      |
| GeneID      | 2205                                                                      |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 FcεR1α (NP_001992.1)의 아미노산 26-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.) |
| 원천          | 토끼                                                                        |
| 범주          | 단일클론 항체                                                                   |
| 응용 분야       | WB, FC, ELISA                                                             |
| 교차 반응성      | 인간                                                                        |
| SWISS       | P12319                                                                    |
| 단백질 분자량     | 30kDa                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                      |