

Wb, Elisa용 Anti-Fcγr1G 다클론 항체 - P30273

품목 번호: CM0013730



소개

Western blot 및 ELISA용 FCER1G(Fc 수용체 감마 사슬)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 알레르기 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCER1G 토끼 pAb
비고/별칭	FCRG; FCER1G
종	인간
GeneID (인간)	2207
GeneID	2207
면역원	인간 FCER1G(NP_004097.1)의 아미노산 19-86에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P30273
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩