


Anti-Fcf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

품목 번호: CM0023145



소개

Human FCF1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 생성을 표적으로 하며, 인핵에 국재화됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FCF1 Rabbit pAb
비고/별칭	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
종(Species)	사람(Human)
Gene ID	51077
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드. Human FCF1 (NP_057046.1)의 아미노산 100-198 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y324
단백질 분자량(Protein Weight)	23kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)