


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Fcgr2B Rabbit Polyclonal Antibody - P31994

품목 번호: CM0016422



소개

인간 FCGR2B (CD32)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트에서 검출. FcγRIIB 매개 면역 조절 및 자가면역 질환 기전 연구에 필수적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FCGR2B Rabbit pAb
비고/별칭	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcgammaRIIb; FCGR2B
종	인간
GeneID (인간)	2213
GeneID	2213
면역원	인간 FCGR2B (NP_003992.3)의 아미노산 43-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31994
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백