

Wb, Elisa용 항-Fcgr3A 다클론 항체 - P08637

품목 번호: CM0024900



소개

인간 FCGR3A(CD16)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 항체 의존성 세포 독성 연구와 NK 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCGR3A 토끼 pAb
비고/별칭	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
종	인간
유전자ID (인간)	2214
유전자ID	2214
면역원	인간 FCGR3A (NP_000560.7)의 아미노산 150~250번에 상응하는 합성 펩타이드
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08637
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩