

Wb 및 Elisa용 Anti-Fcgr3B 토끼 다클로날 항체 - O75015

품목 번호: CM0026711



소개

인간 FCGR3B (Fc 감마 수용체 III-B)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FCGR3B Rabbit pAb
비고/별칭	CD16; FCGR3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIb; FCGR3B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2215
GeneID	2215
면역원	인간 FCGR3B (NP_000561.3)의 아미노산 1-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75015
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 백(Ice bag)