

Anti-Fcgr3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75015

품목 번호: CM0016212



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 FCGR3B (CD16b) 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐의 저친화도 IgG Fc 수용체 III-B, 호중구에서 발현되는 면역 복합체 트랩을 인식합니다. 토끼에서 유래되었으며, 재조합 인간 FCGR3B 단백질(1-233aa)으로 면역되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

핵심 제품 사양	세부 정보
제품명	FCGR3B Rabbit pAb
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2215
GeneID	2215
항원(Immunogen)	인간 FCGR3B (NP_000561.3)의 아미노산 1-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 Rabbits
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O75015
단백질 분자량(Protein Weight)	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)