


Wb 및 Elisa용 Anti-Fcho2 폴리클론항체 - Q0Jrz9

품목 번호: CM0017494



소개

인간 FCHO2에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 클래트린 코팅 구덩이 형성에 관여하는 초기 엔도사이토시스 단백질을 표적으로 하며, 마우스와 교차 반응함. 막 트래피킹 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCHO2 Rabbit pAb
비고/별칭	FCHO2
종	인간
유전자 ID (인간)	115548
유전자 ID	115548
면역원	인간 FCHO2 (NP_620137.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q0JRZ9
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백