

Wb 및 Elisa용 Anti-Fcrl3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96P31

품목 번호: CM0014351

소개

인간 FCRL3 (MAIA)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. B-세포 생물학, 면역 조절 및 수정 연구에 적합. 인간 및 마우스 FCRL3과 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCRL3 Rabbit pAb
비고/별칭	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
종	인간
유전자 ID (인간)	115352
유전자 ID	115352
면역원	제조항 단백질 인간 FCRL3 (NP_443171.2)의 아미노산 18-180에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96P31
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백