


Anti-Fcrl5 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q96Rd9

품목 번호: CM0014698



소개

사람 FCRL5 (FcRH5, CD307)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. B세포 발달, 림프종 연구 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCRL5 Rabbit pAb
비고/별칭	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	83416
면역원(Immunogen)	사람 FCRL5 (NP_001182317.1)의 아미노산 16-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q96RD9
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)