

Anti-Fdps Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14324

품목 번호: CM0027968



소개

FDPS(FPPS)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 이소프레노이드 생합성의 핵심 효소인 파르네실 피로인산 합성효소를 표적합니다. 암, 대사 및 지질 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FPS/FDPS Rabbit pAb
비고/별칭	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
종	인간
유전자 ID (인간)	2224
유전자 ID	2224
면역원	재조합 단백질 인간 FPS/FDPS (NP_001995.1)의 아미노산 120-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14324
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백