

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fdx1/Adx 폴리클로날 항체 - P46656

품목 번호: CM0029696

소개

페레독신 1(FDX1/ADX)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐를 검출합니다. 스테로이드 생성 및 미토콘드리아 전자 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FDX1/ADX Rabbit pAb
비고/별칭	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxin 1
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	2230
GeneID	14148
면역원(Immunogen)	마우스 FDX1/ADX (NP_032022.1)의 아미노산 99-188 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P46656
단백질 분자량	20 kDa
배송(Shipping)	아이스백