

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fdx1/Adx Rabbit Monoclonal Antibody - P10109

품목 번호: CM0003531



소개

스테로이드 호르몬 합성에 필수적인 인간 FDX1/ADX (P10109)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FDX1/ADX Rabbit mAb
비고/별칭	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
종	인간
GeneID (Human)	2230
GeneID	2230
면역원	인간 FDX1/ADX (P10109)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10109
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백