

Wb, Elisa용 Anti-Fdx1/Adx 토끼 다클로날 항체 - P10109

품목 번호: CM0024736



소개

인간 FDX1/ADX (아드레노독신)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플을 사용하여 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스테로이드 생성, 미토콘드리아 전자 전달 및 부신 생물학을 조사하십시오. UniProt P10109.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FDX1/ADX Rabbit pAb
비고/별칭	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2230
GeneID	2230
면역원	재조합 단백질 인간 FDX1/ADX (NP_004100.1)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P10109
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)