

Wb, Elisa용 항-Fdxx 토키 다클론 항체 - P22570

품목 번호: CM0026273

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 FDXR 토키 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 P450 시스템 연구, 코엔자임 Q 생합성 연구 및 산화환원 대사 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FDXR 토키 pAb
비고/별칭	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
종	인간
유전자ID (인간)	2232
면역원	인간 FDXR (NP_077728.3)의 아미노산 252-491에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토키
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22570
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩