


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Fen-1 다클론 항체 - P39748

품목 번호: CM0015008



소개

인간 FEN-1 (MF1, RAD2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. DNA 복제 및 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FEN-1 토끼 pAb
비고/별칭	MF1; RAD2; FEN-1
종	인간
유전자 ID	2237
면역원	재조합 단백질 인간 FEN-1 (NP_004102.1)의 아미노산 50-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P39748
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩