


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fen-1 Rabbit Monoclonal Antibody - P39748

품목 번호: CM0004600



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 FEN-1 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간과 마우스에서 내인성 FEN-1 수준을 검출합니다. FEN-1은 DNA 복제 및 수리에 있어 핵심 뉴클레아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FEN-1 Rabbit mAb
비고/별칭	MFI; RAD2; FEN-1
종	인간
유전자 ID (인간)	2237
유전자 ID	2237
면역원	인간 FEN-1 (P39748)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P39748
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백