

Wb 및 Elisa용 항-Fer 다클론 항체 - P16591

품목 번호: CM0030295



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 FER(TYK3/p94-Fer)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 FER을 검출합니다. 세포 부착, 이동 및 수용체 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FER 토끼 pAb
비고/별칭	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
종	인간
유전자 ID (인간)	2241
유전자 ID	2241
면역원	인간 FER(NP_005237.2)의 아미노산 200-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16591
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스 팩