

Anti-Fer1L5 폴리클로날 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - A0Avi2

품목 번호: CM0024381

소개

인간 FER1L5를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와의 교차 반응성을 보임. 침체 반응 및 근육 세포 융합 연구에 이상적. A0AVI2.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FER1L5 Rabbit pAb                                                    |
| 비고/별칭       | FER1L5                                                               |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 90342                                                                |
| 유전자 ID      | 90342                                                                |
| 면역원         | 인간 FER1L5 (NP_001280012.1)의 아미노산 1350-1670에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                   |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                             |
| 응용 분야       | WB, IF-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 생쥐, 쥐                                                                |
| SWISS       | A0AVI2                                                               |
| 단백질 분자량     | 238kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                 |