

Anti-Fermt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

품목 번호: CM0025654



소개

인간 FERMT2 (Kindlin-2, MIG-2)에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 인테그린 신호 전달, 초점 접착, Wnt 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FERMT2 Rabbit pAb
비고/별칭	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHCl; UNC112B; FERMT2
종	인간
GeneID (Human)	10979
GeneID	10979
면역원	인간 FERMT2 (NP_006823.1)의 아미노산 380-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96AC1
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백