


웨스턴 블롯, If-P, Elisa용 항-Ferritin Heavy Chain 단일클론항체 - P02794

품목 번호: CM0002721



소개

인간 Ferritin Heavy Chain(FTH1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 철 대사, 자가포식, 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ferritin Heavy Chain Rabbit mAb
비고/별칭	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
종	인간
GeneID (Human)	2495
GeneID	2495
면역원	인간 Ferritin Heavy Chain (P02794)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02794
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백