

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 페리틴 중쇄 단클론 항체 - P02794

품목 번호: CM0004856

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA로 검증된 페리틴 중쇄 토끼 단클론 항체입니다. 페록시다제 활성을 가진 핵심 철 저장 단백질인 FTH1을 표적으로 합니다. 자가포식, 철 항상성 및 신경퇴행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	페리틴 중쇄 토끼 PolymAb®
비고/별칭	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; 페리틴 중쇄
종	인간
GeneID (인간)	2495
GeneID	2495
면역원	인간 페리틴 중쇄 유래 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02794
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백