


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-페리틴 중쇄 다클론 항체 - P02794

품목 번호: CM0016187



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있는 페리틴 중쇄 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스 및 랫드 FTH1(21 kDa)과 교차 반응합니다. 철 대사 및 신경퇴행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	페리틴 중쇄 토끼 pAb
비고/별칭	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; 페리틴 중쇄
종	인간
GeneID (인간)	2495
면역원	인간 페리틴 중쇄의 아미노산 1-183(NP_002023.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02794
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩