


Wb, Ihc-P, Elisa용 항페리틴 경쇄 다클론 항체 - P02792

품목 번호: CM0019911



소개

인간 페리틴 경쇄(FTL)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 철 항상성 및 신경퇴행 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	페리틴 경쇄 토끼 pAb
비고/별칭	LFTD; NBIA3; 페리틴 경쇄
종	인간
GeneID (인간)	2512
GeneID	2512
면역원	인간 페리틴 경쇄(NP_000137.2)의 아미노산 1~175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02792
단백질 분자량	20 kDa
배송	아이스팩