


## Anti-Ferrochelatase (Fech) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

품목 번호: CM0030742



### 소개

Human ferrochelatase (FECH)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏(Western blot), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 FECH를 검출하며, 헴 생합성 및 미토콘드리아 연구를 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | FECH Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | EPP; FCE; EPP1; FECH                                        |
| 종(Species)               | Human (사람)                                                  |
| Gene ID                  | 2235                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 FECH (NP_000131.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                 |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)                             |
| 어플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat (사람, 쥐, 랫트)                               |
| SWISS                    | P22830                                                      |
| 단백질 분자량                  | 48kDa                                                       |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                              |