

Wb, Elisa용 Anti-Fetuin A/Ahsg 단일클론 항체 - P02765

품목 번호: CM0002107

소개

인간 Fetuin A/AHSG를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 골 광화, 엔도사이토시스 및 혈장 단백질 기능 연구에 이상적입니다. SWISS: P02765.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fetuin A/AHSG 토끼 mAb
비고/별칭	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
종	인간
GeneID (인간)	197
GeneID	197
면역원	인간 Fetuin A/AHSG (P02765)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02765
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백