

Wb, Elisa용 항-Fetuin A/Ahsg 다클론 항체 - P02765

품목 번호: CM0019190

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 Fetuin A/AHSG 특이적 토끼 다클론 항체. 골 무기질 항상성, 세포내이입 및 염증 연구에 이상적입니다. - P02765

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fetuin A/AHSG 토끼 pAb
비고/별칭	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
종	인간
유전자 ID (인간)	197
유전자 ID	197
면역원	인간 Fetuin A/Fetuin A/AHSG의 19-300번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001613.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02765
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩