


Wb, Elisa용 Anti-Ffar3 토끼 다클론 항체 - O14843

품목 번호: CM0016334



소개

인간 FFAR3(GPR41)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 에너지 항상성, 장 면역 및 단쇄지방산 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	FFAR3 토끼 pAb
비고/별칭	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
종	인간
GeneID (인간)	2865
GeneID	2865
면역원	인간 FFAR3(NP_005295.1)의 아미노산 257~346번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O14843
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩