

Anti-Ffar4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Nul3

품목 번호: CM0023620



소개

인간 FFAR4(GPR120)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 교차 반응. 지방산 감지, 지방 생성, 대사성 염증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FFAR4 Rabbit pAb
비고/별칭	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
종	인간
GeneID (Human)	338557
GeneID	338557
면역원	인간 FFAR4 (NP_859529.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5NUL3
단백질 무게	40kDa
배송	아이스백