

Wb, Elisa용 Anti-Ffar4 토끼 다클로날 항체 - Q5Nul3

품목 번호: CM0020270



소개

FFAR4 토끼 다클로날 항체(pAb)는 WB 및 ELISA에서 인간, 마우스, 랫트 FFAR4 (GPR120)를 검출합니다. 대사, 염증 및 지방 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FFAR4 토끼 pAb
비고/별칭	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	338557
유전자 ID	338557
항원	재조합 단백질 인간 FFAR4 (NP_859529.2)의 아미노산 333-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q5NUL3
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)