

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Fgd1 폴리클로널 항체 - P98174

품목 번호: CM0022888

소개

사람 FGD1 (FYVE, RhoGEF 및 PH 도메인 함유 단백질 1)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 적합합니다. CDC42 매개 액틴 골격 조절 및 세포 형태 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGD1 Rabbit pAb
비고/별칭	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
종	사람 (Human)
GeneID	2245
면역원	사람 FGD1 (NP_004454.2)의 아미노산 700-800 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P98174
단백질 크기	107kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)