

Wb, If/Icc, Elisa용 항Fgf1 단클론 항체 - P05230

품목 번호: CM0008800



소개

인간 FGF1(aFGF, 헤파린 결합 성장 인자 1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 증식 및 혈관신생 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF1 토끼 mAb
비고/별칭	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
종	인간
유전자ID (인간)	2246
유전자ID	2246
면역원	합성 펩타이드 (인간 FGF1(P05230)의 아미노산 56-155번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05230
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백