

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fgf1 단일클론 항체 - P05230

품목 번호: CM0006480



소개

인간 FGF1(aFGF)을 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 생존, 혈관신생 및 분화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF1 토끼 mAb
비고/별칭	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
종	인간
GeneID (인간)	2246
GeneID	2246
면역원	제조합 단백질: 인간 FGF1(NP_000791.1)의 아미노산 2-155에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05230
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩