

If/Icc, Elisa용 Anti-Fgf1 폴리클론 항체 - P05230

품목 번호: CM0016384



소개

IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-FGF1 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. FGF1의 세포 생존, 혈관 신생 및 분화에서의 역할을 연구합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF1 토끼 pAb
비고/별칭	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
종	인간
GeneID (인간)	2246
GeneID	2246
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05230
단백질 무게	17kDa
배송	아이스백