

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 안티-Fgf1 Rabbit Polyclonal Antibody - P05230

품목 번호: CM0017319



소개

인간 FGF1에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 세포 성장, 혈관 신생 및 분화 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF1 Rabbit pAb
비고/별칭	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
종	인간
유전자 ID (인간)	2246
유전자 ID	2246
면역원	재조합 단백질 인간 FGF1 (NP_000791.1)의 아미노산 16-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05230
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백