

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Fgf1 토끼 Polymab® - P05230

품목 번호: CM0010912



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 재조합 토끼 단클론 FGF1 항체(PolymAb®). 예상 분자량 17 kDa로 인간, 생쥐 및 랫드 FGF1을 검출합니다. 혈관신생 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF1 토끼 PolymAb®
비고/별칭	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha
종	인간
유전자ID (인간)	2246
유전자ID	2246
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P05230
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩