


Anti-Fgf10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15520

품목 번호: CM0016036



소개

WB(웨스턴 블롯) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-FGF10 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 배아 발생, 세포 증식 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF10 Rabbit pAb
비고/별칭	LADD3; FGF10
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2255
GeneID	2255
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15520
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)