


Wb용 Anti-Fgf13 토끼 다클로날 항체 - Q92913

품목 번호: CM0025174



소개

인간 FGF13에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 FGF13을 검출하며, 신경 발달 및 나트륨 채널 조절에 관여합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF13 Rabbit pAb
비고/별칭	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2258
GeneID	2258
면역원	인간 FGF13 (NP_004105.1)의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92913
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백