

Wb, Elisa용 항-Fgf2 토끼 단클론 항체 - P09038

품목 번호: CM0007034



소개

인간 FGF2를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 다중 아이소폼(17-30 kDa)을 검출합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 생존, 혈관신생 및 분화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF2 토끼 mAb
비고/별칭	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
종	인간
유전자 ID (인간)	2247
유전자 ID	2247
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P09038
단백질 분자량	17kDa/21kDa/22kDa/30kDa
배송 방식	아이스 팩