

Wb, Elisa용 항-Fgf2 토끼 다클론 항체 - P09038

품목 번호: CM0022336



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 FGF2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 FGF2를 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 성장, 분화 및 혈관 신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF2 Rabbit pAb
비고/별칭	BFGF; FGFb; FGF-2; HBGF-2; F2
종	인간
유전자ID (인간)	2247
유전자ID	2247
면역원	합성 펩타이드 인간 FGF2 (NP_001997.5)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09038
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백