

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Fgf2 토끼 다클로날 항체 - P09038

품목 번호: CM0018263



소개

사람 FGF2 (bFGF)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 증식, 분화 및 혈관 생성을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF2 Rabbit pAb
비고/별칭	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
종	사람 (Human)
GeneID (human)	2247
GeneID	2247
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P09038
단백질 분자량	31kDa
배송	얼음 팩 (Ice bag)