


Wb, Elisa용 Anti-Fgf21 폴리클론항체 - Q9Nsa1

품목 번호: CM0017552



소개

인간 FGF21에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 FGF21을 검출하며, 이는 포도당 항상성 및 인슐린 감수성을 조절하는 분비성 성장 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF21 Rabbit pAb
비고/별칭	FGF21
종	인간
GeneID (인간)	26291
GeneID	26291
면역원	인간 FGF21 (NP_061986.1)의 아미노산 29-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NSA1
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스백