


Anti-Fgf21 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Nsa1

품목 번호: CM0006417



소개

인간 섬유아세포 성장 인자 21(FGF21)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, ELISA용으로 검증됨. 인간, 마우스 및 랫트 FGF21을 인식합니다. 대사 및 포도당 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FGF21 토끼 mAb
비고/별칭	FGF21; 섬유아세포 성장 인자 21
종	인간
GeneID (인간)	26291
GeneID	26291
면역원	재조합 단백질 인간 FGF21(NP_061986.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NSA1
단백질 중량	22kDa
배송	아이스백