

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fgf23 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Gzv9

품목 번호: CM0007624



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 FGF23 토끼 단클론 항체. 인산염 및 비타민 D 대사의 주요 조절자인 인간 FGF23을 검출합니다. 골 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF23 Rabbit mAb
비고/별칭	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
종	인간
GeneID (human)	8074
GeneID	8074
면역원	인간 FGF23 (NP_065689.1)의 아미노산 25-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9GZV9
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백