

Wb, Elisa용 Anti-Fgf3 다클론 항체 - P11487

품목 번호: CM0021070

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 FGF3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 FGF3를 검출하며 랫드와 교차 반응합니다. 배아 발달 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF3 토끼 pAb
비고/별칭	INT2; HBGF-3; FGF3
종	인간
GeneID (인간)	2248
GeneID	2248
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P11487
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩