

Wb 및 Elisa용 Anti-Fgf4 토끼 다클론 항체 - P08620

품목 번호: CM0016148



소개

인간 섬유아세포 성장인자 4(FGF4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 용도로 검증되었으며, 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 배아 발달, 세포 분화 및 성장인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF4 토끼 pAb
비고/별칭	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
종	인간
유전자 ID	2249
면역원	인간 FGF4(NP_001998.1)의 아미노산 31-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P08620
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩