

Wb, Elisa용 항-Fgf6 다클론 항체 - P10767

품목 번호: CM0030563

소개

WB, ELISA용 친화성 정제 토끼 항-FGF6 다클론 항체. 인간 FGF6 (HST2/HBGF-6)을 표적으로 하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 증식, 분화, 혈관신생 및 근발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF6 토끼 pAb
비고/별칭	HST2; HBGF-6; FGF6
종	인간
유전자 ID (인간)	2251
유전자 ID	2251
면역원	인간 FGF6 (NP_066276.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10767
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스 팩