

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Fgf7/Kgf Rabbit Monoclonal Antibody - P21781

품목 번호: CM0009057

소개

인간 FGF7/KGF에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 성장 인자 및 상피세포 증식 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	FGF7/KGF Rabbit mAb
비고/별칭	KGF; HBGF-7; Fibroblast growth factor 7; FGF7/KGF
종	인간
유전자 ID (인간)	2252
유전자 ID	2252
면역원	인간 FGF7 (NP_002000.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21781
단백질 분자량	12kDa/23kDa
배송	아이스팩