


Wb 및 Elisa용 항-Fgf9 다클론 항체 - P31371

품목 번호: CM0028679



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 FGF9(GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 발생생물학, 신경교세포 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGF9 토끼 pAb
비고/별칭	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
종	사람
유전자ID (사람)	2254
유전자ID	2254
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P31371
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백