

Wb, Elisa용 Anti-Fgfr1Op 폴리클로날 항체 - O95684

품목 번호: CM0023727



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 FGFR1OP 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. 세포골격 및 섬모 연구를 위해 센트로솜 단백질 43을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGFR1OP Rabbit pAb
비고/별칭	FOP; FGFR1OP
종(Species)	Human
GeneID (인간)	11116
GeneID	11116
면역원(Immunogen)	인간 FGFR1OP (NP_919410.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O95684
단백질 크기	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)